

L'INNOVATIVO DISPOSITIVO INIETTIVO INTRADERMICO NANOSOFT™ dedicato alle aree delicate come le palpebre

a cura del Dott. Roberto **Dell'Avanzato**

Li segni del tempo che appaiono particolarmente in alcune zone quali la palpebre inferiori e superiori, il contorno bocca e il collo, sono spesso quelli più sentiti dai pazienti. La pelle, in queste zone, è molto sottile e necessita di trattamenti più specifici e meno aggressivi. Intervistiamo il Chirurgo Dr. Roberto Dell'Avanzato, membro della American Society of Plastic Surgeons, tra i primi ad utilizzare l'innovativo dispositivo iniettivo intradermico Nanosoft™.

Dr. Dell'Avanzato, ci parli della sua esperienza con il micro-ago

Il micro-ago Nanosoft™, ispirato alle tecniche per i vaccini, è oggi una vera rivoluzione nella medicina estetica. Quest'anno, prima della sua immissione nel mercato, sono stato coinvolto tra i 19 medici europei che hanno effettuato la sperimentazione clinica con questo dispositivo e le risposte sono state certamente oltre le aspettative con il 72% dei medici che riferisce un trattamento praticamente indolore da parte del paziente, l'87% che preferisce abbandonare totalmente il "vecchio" ago preferendo il nuovo micro-ago, e il 94% che riferisce che i loro pazienti hanno scelto di ripetere il trattamento con Nanosoft™.

In quali aree del volto viene utilizzato?

Il dispositivo rappresenta certamente una soluzione unica e innovativa specialmente nel trattamento delle zone più delicate come le palpebre inferiori ma soprattutto le palpebre superiori, un'area spesso evitata probabilmente per timore. Infatti, il trattamento delle palpebre, soprattutto delle superiori, è sempre una sfida, ma grazie a Nanosoft™ la procedura diventa semplice, efficace e non aggressiva, riducendo al minimo possibile il dolore, il livido o l'ematoma che è frequente



in queste aree quando si usa il normale ago anche da 33G. Soprattutto in queste aree, per rivitalizzare la pelle, è fondamentale trattare lo strato dermico più superficiale dove ci sono i fibroblasti e dove occorre stimolare la produzione di nuovo collagene ed elastina. Pertanto è fondamentale la precisione dell'iniezione che non deve essere né troppo profonda né troppo superficiale. Nanosoft™, con i 3 micro-aggi di forma piramidale (assimilabili al 36G), lunghi 0.6 mm in puro silicone micro-cristallizzato, garantisce la corretta iniezione nel derma più superficiale ed è applicabile a qualsiasi siringa.

Deve essere utilizzato come un normale ago?

Il trattamento risulta addirittura più semplice rispetto ad un normale ago. Le uniche accortezze da avere sono: avere sem-

pre davanti a noi la linea blu che è disegnata sul micro-ago, mantenere un angolo di 45° durante l'iniezione ed eseguire un piccolo ma semplice movimento verso l'alto così da iniettare alla profondità corretta senza disperdere il prodotto al momento della fuoriuscita del micro-ago dalla pelle. Studi istologici dimostrano come, a distanza di 24h, il prodotto resti localizzato nel derma superficiale dove in effetti dovrebbe agire il prodotto, senza dispersione dello stesso in profondità. Per fare questo vengono create delle micro-papule che non permangono per più di 24 ore.

Cosa prevede il protocollo di trattamento rivitalizzante?

Il protocollo di trattamento rivitalizzante prevede l'uso di un prodotto composto da acido ialuronico e 59 nutrienti essenziali quali vitamine, minerali, aminoacidi, coenzimi e antiossidanti, un booster di idratazione che apporta gli elementi essenziali per una corretta funzione della pelle permettendo di ridensificare e tonificare la pelle e levigare le rughe più superficiali.

Il micro-ago può essere utilizzato anche con altri prodotti?

Certamente, lo stesso micro-ago può essere utilizzato con successo con altri prodotti e con altre tecniche quali, ad esempio, il micro-botulino che risulta più preciso e senza la dispersione di prodotto che spesso si crea al momento di estrarre l'ago dalla cute. Può essere utilizzato anche per effettuare l'anestesia locale prima di un intervento di blefaroplastica.

Quindi un trattamento più sicuro ed efficace soprattutto nelle aree più delicate?

Sì, le pazienti si sentono più sicure e coccolate da un approccio più confortevole e con un immediato ritorno alla normale vita sociale e lavorativa, con una quasi totale assenza dei classici effetti indesiderati che si verificano invece con i normali aghi.

"Quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre" **Ayrton Senna**

